



Produktinformation

SurroundRouter Professional Edition



Ein modernes Hörsystem bietet heute eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Sie als Akustiker Ihrem Kunden begreif- und erlebbar machen sollten. Mit dem SurroundRouter bietet Ihnen die Firma Otometrics ein neuartiges Werkzeug für diese Zwecke.

SurroundRouter 3 in 1

- Mit einfachsten Mitteln und herstellerunabhängig die Vorteile modernster Hörsysteme Ihren Kunden präsentieren
- Vorteile modernster Hörsysteme erlebbar machen
- Hörsituationen nach Vorgaben nachbilden und so schneller die Zufriedenheit Ihrer Kunden erreichen

GN Otometrics GmbH
An der Kleimannbrücke 75
D-48157 Münster
Tel.: 0251-203 983 0
Fax: 0251-203 983 999
E-Mail: info@otometrics.de
www.otometrics.de

Bis zu 8 unterschiedliche Soundereignisse können Sie mittels des SurroundRouters und Ihrer vorhandenen Mehrkanal-Soundanlage gleichzeitig abspielen.

Diese einzelnen Soundereignisse sind:

- Frei im Raum platzier- und verschiebbar
- Einzeln in der Lautstärke veränderbar
- Um das Zentrum kreisend / Geschwindigkeit frei einstellbar

Die Sounds fügen Sie ganz einfach aus der Klangbibliothek per Knopfdruck hinzu und gestalten so eigene Klang- und Anpasserlebniswelten.


Daneben können Sie zusätzlich einen Videoclip abspielen.

Im Lieferumfang sind bereits 75 ganz speziell für diesen Zweck gedrehte Videoclips enthalten.

Diese Videoclips sind aufwendig im HD-Verfahren gedreht und mit speziellen 5 Tonspuren versehen, sodass Sie mittels Surroundrouter realistische Hörsituationen wiedergeben und gestalten können.

Die Clips sind sortiert und beinhalten folgende Bereiche:

Arbeitsplatz/Beruf, Blasmusik Instrumente, Gesellschaft, Haushalt/Wohnen, Kindergarten, Musik Ensembles, Musik Instrumente, Natur, Outdoor, Reise, Stadtleben, Straßenverkehr.



- Mehrmikrofontechnik
- Richtmikrofoncharakteristiken
- Störschallunterdrückung

sind nur einige der Produktmerkmale, die sich so einfach und insbesondere eindrucksvoll demonstrieren lassen.

PC-Mindestanforderung:

Pentium Prozessor mit 3 GHz
1024 RAM Arbeitsspeicher
Grafikkarte mit 1024 x 768 Auflösung
DVD-ROM
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
Mehrkanal Soundkarte (Soundblaster X-Fi oder vergleichbar)

Sonstige Voraussetzungen:

Mehrkanal-Verstärker
Lautsprechersystem (5.0, 5.1 oder 7.1)