

Voraussetzung an Ihren Computer zum Betrieb der angebotenen Software

OTObase

Beschreibung

Betriebssystem*:	Microsoft® Windows® 7 SP1 (32 oder 64 Bit) oder Microsoft Windows 8.1 (64 Bit) oder Microsoft Windows 10 (32 oder 64 Bit) Alle Microsoft Windows Updates von Microsoft Update (oder .NET 4.6-Installation)
Prozessor:	2 GHz oder höher
Arbeitsspeicher:	8 GB
Bildschirm:	22" Flachbildschirm 32-Bit-Farben und Auflösung 1024x768Maus
Maus	
Tastatur	

* Ab OTObase Vers. 1.3

OTObase ist eine Lösung für effizientes Datenmanagement kombiniert mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle zur Ihrem Patienten-Management-System. OTObase arbeitet in zwei Konfigurationen: Als eigenständiges System oder über GDT-Schnittstelle zusammen mit Ihrem Patienten-Management-System. Als Datenspeicher wird ein SQL-Server (2005 oder 2008) verwendet. Die grafische Benutzeroberfläche bietet einen schnellen Überblick über die Messdaten und die gespeicherten Muster 15 Berichte des ausgewählten Patienten.

Die oben aufgeführten Systemvoraussetzung sind lediglich eine Empfehlung unseres Hauses und nicht als verbindlich anzusehen. Die Kriterien der einzelnen Komponenten sind an die heutigen Ansprüche gängiger Betriebssysteme angelehnt und können mit Steigung neuer Ansprüche von Betriebssystemen und/oder Softwareaktualisierungen durchaus unzureichend werden.

Eine Systemempfehlung ist lediglich eine momentane Abbildung von Hard- und Softwareansprüchen und müssen zeitweise durch Fachpersonal gewartet und modifiziert werden.