

## Voraussetzung an Ihren Computer zum Betrieb der Software **OTOsuite®** und den Diagnostikgeräten **Astera, Aurical AUD, Capella<sup>2</sup>** und **Zodiac**

### Beschreibung

Betriebssystem:	Microsoft® Windows® 7 SP1 (32 oder 64 Bit) oder Microsoft Windows 8.1 (64 Bit) oder Microsoft Windows 10 (32 oder 64 Bit) Alle Microsoft Windows Updates von Microsoft Update (oder .NET 4.6-Installation)
Prozessor:	2 GHz oder höher
Arbeitsspeicher:	8 GB
Laufwerke:	DVD-ROM
Bildschirm:	22" Flachbildschirm 32-Bit-Farben und Auflösung 1024x768
Maus	
Tastatur	
Soundkarte	Windows-kompatible Soundkarte
USB-Port vers. <b>2.0</b>	pro anzuschließendem Gerät 1X

Wird an einen Computer ein **medizinisches elektrisches Gerät** (z. B. BERA, OAE, Video-CNG, Audiometer usw.) angeschlossen, dann muss die Stromversorgung des Computers, Bildschirms und Druckers nach den Vorschriften für Medizintechnische Geräte erfolgen. Dies kann durch einen speziellen MedPC oder durch im Beiblatt beschriebenes Zubehör geschehen. **Die Verantwortung obliegt dem Betreiber.**

Weitere wichtige Information finden Sie im Blatt „Computer – DIN EN 60601-1-1“

*Die oben aufgeführten Systemvoraussetzung sind lediglich eine Empfehlung unseres Hauses und nicht als verbindlich anzusehen. Die Kriterien der einzelnen Komponenten sind an die heutigen Ansprüche gängiger Betriebssysteme angelehnt und können mit Steigung neuer Ansprüche von Betriebssystemen und/oder Softwareaktualisierungen durchaus unzureichend werden.*

*Eine Systemempfehlung ist lediglich eine momentane Abbildung von Hard- und Softwareansprüchen und müssen zeitweise durch Fachpersonal gewartet und modifiziert werden.*